

Plant Actin兔多克隆抗体

Plant Actin Rabbit Polyclonal Antibody

本产品冰袋运输；-20℃保存，质保期为自收货后24个月内，-20℃保存时无需分装。

货号规格

货号	规格
LF208	100 μL
LF208S	20 μL

产品简介

本抗体为兔多克隆抗体。Actin 是细胞骨架的主要成分,广泛表达于真核细胞。目前发现 Actin 至少存在 6 种异构体形式。Actin 已经在各种物种的细胞中发现,并且在免疫原性及物理特征上都比较相似,具有高度保守性,在细胞中的表达相对稳定,因此它常被用于校正系统的内参。本抗体经常作为各种模式生物如拟南芥,水稻等的内参。

- 缓冲液10 mM PBS(pH 7.4), 50% glycerol
- 防腐剂0.02% sodium azide
- 应用种属

已验证可应用：拟南芥、烟草、水稻、大麦

预测可应用 欧洲油菜、草棉、马铃薯、谷子、小麦、二穗短柄草、甘野菊、大豆、芒果、盐芥、结缕草、欧洲菥蓝
- 应用范围Western Blot(WB)
- 推荐浓度(最适浓度需根据具体情况调试)
- Western Blot: 1:3,000

注意事项

1. 为了获得实验最佳效果, 请根据实验调整最佳工作稀释度;
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
3. 本产品仅限科研使用。

