

GAPDH兔多克隆抗体

GAPDH Rabbit Polyclonal Antibody

本产品冰袋运输；-20℃保存，质保期为自收货后24个月内，-20℃保存时无需分装。

货号规格

货号	规格
LF206	100 μL
LF206S	20 μL


产品简介

本抗体为兔多克隆抗体。GAPDH(甘油醛-3-磷酸脱氢酶)是参与糖酵解的一种关键酶,由4个36 kDa的亚基组成。除参与糖酵解外,有证据表明哺乳动物细胞中的GAPDH参与了多种胞内生化过程,包括膜融合(membrane fusion)、微管成束(microtubule bundling)、磷酸转移酶(phosphotransferase)激活、核内RNA出核、DNA复制与DNA修复等。GAPDH蛋白几乎在所有组织中都高水平表达,常用于Western Blot检测中校正系统的内参。

- 缓冲液10 mM PBS(pH 7.4), 50% glycerol
- 防腐剂0.02% sodium azide
- 应用种属人、大鼠、小鼠、猴、鸡、仓鼠、绵羊、非洲爪蟾
- 应用范围Western Blot(WB)、Immunohistochemistry(IHC)
- 推荐浓度(最适浓度需根据具体情况调试)
- Western Blot: 1:3,000;
- Immunohistochemistry: 1:200。

注意事项

1. 为了获得实验最佳效果,请根据实验调整最佳工作稀释度;
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作;
3. 本产品仅限科研使用。



GAPDH 兔多克隆抗体检测 293T 细胞(1)、大鼠脑组织(2)、NIH 3T3 细胞(3)、绵羊肌肉组织(4)和兔睾丸(5)总蛋白样品 Western Blot 结果(1:20,000)