

β-tubulin鼠单克隆抗体

β-tubulin Mouse Monoclonal Antibody

本产品冰袋运输；-20℃保存，质保期为自收货后24个月内，-20℃保存时无需分装。

货号规格

货号	规格
LF203	100 μL
LF203S	20 μL

产品简介

本抗体为鼠单克隆抗体。微管是细胞骨架的重要组成部分，存在于所有哺乳动物细胞。它由分子量约 55 kDa 的α微管蛋白 (α-tubulin) 和β微管蛋白 (β-tubulin) 组成，并以αβ异源二聚体的形式存在。其中 β-Tubulin 蛋白表达水平相对恒定，常被用于 Western Blot 检测时校正系统的内参照。

- 克 隆 号 5G3
- 缓 冲 液 10 mM PBS(pH 7.4), 50% glycerol
- 防 腐 剂 0.02% sodium azide
- 应用种属 人、大鼠、小鼠、猴、狗、鸡、仓鼠、兔、绵羊、酵母
- 应用范围 Western Blot(WB)
- 推荐浓度 (最适浓度需根据具体情况调试)
Western Blot: 1:5,000

注意事项

1. 为了获得实验最佳效果, 请根据实验调整最佳工作稀释度;
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
3. 本产品仅限科研使用。

